

平成 31 年 3 月 28 日

お客様各位

製造販売元：川澄化学工業株式会社
〒108-6109 東京都港区港南 2-15-2
品川インターシティ B 棟

自主回収のお知らせ

平素より、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度、販売名「カワスミカーディオプレジオセット（承認番号：16300BZZ01606000）」の一方弁の接続方向に誤りがあり使用できなかったとの情報をお客様から入手致しました。

弊社による調査の結果、一方弁が逆方向に誤って接続されており、特定のロットについて同様の誤りの可能性が否定できないことが確認されたため、当該ロットについて自主回収を実施することといたしました。なお現在までに当該製品に係る健康被害の報告は受けておりません。

お客様に多大なご迷惑とお手数をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

事情をご賢察の上、当該ロットの自主回収にご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

—記—

● 対象となる品番およびロット番号：

品番	ロット番号
51250186	180521
52000603	170919, 180810
52002879	180721, 180807
52003427	180419
52004057	180521, 180820
52004775	170927, 180412, 180424, 180509, 180516, 180709, 180802, 180823

● 対象数量：148 個

● 出荷時期：平成 29 年 10 月 13 日～平成 30 年 12 月 12 日

【本件に関するお問い合わせ先】

川澄化学工業株式会社

担当：品質保証部 岩切 優一郎

電話番号：03-5769-2649

FAX 番号：03-5769-2716

以上